

ThemixMag

Il programma per la gestione del magazzino delle strutture sanitarie.

ATTIVITA'

Themix-Mag consente di gestire tutte le attività di magazzino in modo facile ed intuitivo:

- Ordini
- Carico merce
- Scarico merce
- Stampe e riepiloghi



ORDINI a FORNITORI

La compilazione degli ordini è semplificata da una ricerca degli articoli estremamente potente. Di ciascun articolo è possibile sceglierne il prezzo fra i listini esistenti. Il programma controlla l'importo minimo ordinabile e permette l'inserimento di note quali, per esempio, la consegna scaglionata o la scadenza minima.

Una particolare funzione permette di inserire nell'ordine tutti gli articoli del fornitore che risultano sotto scorta minima, poi l'operatore può aggiungere o eliminare gli articoli o modificare le quantità prima di registrare.

L'ordine compilato può essere firmato da un altro operatore, in tal caso potrà essere modificato solo dall'operatore che lo ha firmato.

La stampa può avvenire su stampante tradizionale o su file PDF il cui invio per email è assistito direttamente da programma.

La testata dell'ordine è di tipo grafico e può quindi contenere il logo dell'utente.

Terminata la registrazione del carico possono essere stampate le etichette da apporre sulle confezioni. Le etichette contengono tutte le informazioni utili ed un identificativo, espresso anche in forma di codice a barre, che permette lo scarico merce in modo veloce e sicuro. Sono gestiti sia la scadenza sia il lotto e ne è controllata la loro eventuale obbligatorietà.



SCARICO MERCE


Lo scarico della merce avviene in modo rapido e attraverso il codice a barre dell'esemplare. In caso di perdita dell'identificativo lo scarico può essere operato attraverso la ricerca del prodotto per codice interno, codice del produttore o descrizione dell'articolo.

L'uso del lettore manuale di codice a barre aumenta notevolmente al rapidità dell'operazione.



CARICO MERCE

Il carico può avvenire in maniera libera e simile alla compilazione dell'ordine, oppure riproponendo gli stessi dati relativi all'ordine a cui si riferisce la merce arrivata. In quest'ultimo caso è possibile dichiarare se l'ordine è stato evaso totalmente o parzialmente.





STAMPE e RIEPOLOGHI

Tutte le stampe riepilogative possono essere eseguite con l'impostazione di appropriati filtri utili a selezionare solo i dati di interesse.

Sono previste le seguenti stampe:

- Inventario
- Giacenza
- Articoli sotto scorta
- Articoli in scadenza
- Consumi
- Raffronto consumi / accettazione sistema ThemixLab

I dati possono essere esportati su fogli di calcolo Excel o in formati standard ASCII.



FORNITORI e ARTICOLI

L'anagrafica fornitori contiene tutte le informazioni necessarie alla gestione, fra cui anche le voci inerenti l'email e il sito Internet (attivabili automaticamente), l'ordine minimo, il proprio codice cliente e gli estremi di certificazione del fornitore.

Gli articoli di magazzino sono organizzati per fornitore e caratterizzati da categorie, tra le voci si distinguono l'obbligatorietà della scadenza e del lotto, la scorta minima e massima, il deposito usuale e la scomposizione in atomi, qualora l'unità di carico sia differente dall'unità di scarico.

Una serie di viste permette la revisione degli articoli in modo semplice e rapido.



OPERATORI

Le funzioni di programma sono subordinate alle caratteristiche dell'operatore che esegue l'accesso tramite nome utente e password. Si possono definire tutti gli operatori che si desiderano e discriminare per ciascuno di loro le attività inerenti l'accesso, la sola lettura o la gestione completa di:

- Ordini a fornitori
- Carico merce
- Scarico merce
- Riepiloghi con o senza moneta
- Configurazione



DISPOSITIVI UTILIZZATI

Per velocizzare tutte le operazioni di carico e scarico ci si può avvalere di:

- Stampanti di codici a barre
- Lettori ottici di codici a barre
- Stampanti laser b/n e colore



DATA BASE

Il programma memorizza i dati su un database relazionale Sybase SQL AnyWhere ver. 10

REQUISITI TECNICI

Ambiente operativo:

Microsoft Windows XP / Vista

Computer:

Pentium IV / Core 2 Duo



Articoli di magazzino

Elenco Dettaglio Vista Settore di analisi Vista r

- + accessori
- + Calibratori
- + Cancelleria e Tipografia
- consumabili
 - + Consumabili biologia molecolare
 - + consumabili
 - + pulizie
- Controlli
 - + controlli nefelometro
 - + controllo immunometria
 - + controllo patologia
 - + da definire
- + Diluenti
- + Materiale Monouso
- + noleggio
- Reattivi (KIT)
 - + antibiotici
 - + batteriologia
 - + nefelometro
 - + reattivi IFA
 - + reattivi RIA
 - + reattivi biologia molecolare
 - reattivi immunometria
 - ANTI HBE REAGENTE 100 TEST **6C3425** 6C3425 ABBOTT
 - ANISAKIS **P4** P4 RADIM S.P.A.
 - ANIDRIDE TETRACLOROFTALICA **K213** K213 RADIM S.P.
 - ANIDRIDE FTALICA **K79** K79 RADIM S.P.A.
 - ANETO **F277** F277 RADIM S.P.A.
 - ANDROSTENEDIONE CT **KS15CT** KS15CTN RADIM S.P.A.

themix Italia srl

Via Ugo De Carolis, 131 - 00136 Roma

Tel. 06 35420034

Fax 06 35420150